

Katalog-Nr.	Kategorie	Bezeichnung									MERLIN Diagnostika		
E1-055-040	H	MICRONAUT-S MRSA / GP											
Layout		K											Aktualisierungsdatum: 07.03.2013
1 Test											Druckdatum: 07.03.2013		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PEN 8	AMP 16	OXA 16	RAM 2	TPL 16	VAN 32	FOS 64	LIZ 8	TGC 1	GNH 128	GNH 500	MUP 256
B	PEN 4	AMP 8	OXA 8	RAM 1	TPL 8	VAN 16	FOS 32	LIZ 4	TGC 0,5	T/S 4/76	FUS 2	MUP 1
C	PEN 2	AMP 4	OXA 4	RAM 0,5	TPL 4	VAN 8	FOS 16	LIZ 2	TGC 0,25	T/S 2/38	FUS 1	ERY 4
D	PEN 1	AMP 2	OXA 2	RAM 0,0625	TPL 2	VAN 4	FOS 8	LIZ 1	TGC 0,125	T/S 1/19	GEN 8	ERY 2
E	PEN 0,5	CFL 2	OXA 1	COX 16	TPL 1	VAN 2	SYN 4	DPT 4	MOX 2	T/S 0,5/9,5	GEN 4	ERY 1
F	PEN 0,25	CFL 1	OXA 0,5	COX 8	TPL 0,5	VAN 1	SYN 2	DPT 2	MOX 1	T/S 0,03125/ 0,59375	GEN 2	ERY 0,5
G	PEN 0,125	CFL 0,5	OXA 0,25	COX 4	TPL 0,25	VAN 0,5	SYN 1	DPT 1	MOX 0,5	ERC 4/0,5	GEN 1	ERY 0,25
H	PEN 0,0625	CFL 0,25	OXA 0,125	COX 2	TPL 0,125	VAN 0,25	SYN 0,5	DPT 0,5	MOX 0,25	CLI 0,5	GEN 0,5	GC

[Angabe der Konzentrationen in µg/ml]

[Ausgabe von DIN-Kürzeln]

LEGENDE

AMP	Ampicillin
COX	Cefoxitin
CFL	Ceftarolin
CLI	Clindamycin
DPT	Daptomycin
ERY	Erythromycin
ERC	Erythromycin/Clindamycin
FOS	Fosfomycin
FUS	Fusidinsäure
GEN	Gentamicin
GNH	Gentamicin high level
LIZ	Linezolid
MOX	Moxifloxacin
MUP	Mupirocin
OXA	Oxacillin
PEN	Penicillin G
RAM	Rifampicin
SYN	Synercid
TPL	Teicoplanin
TGC	Tigecyclin
T/S	Trimethoprim/Sulfamethoxazol
VAN	Vancomycin
GC	Wachstumskontrolle